

LiveBag

VON SCHOLLENBERGER



How to use...

Herzlichen Glückwunsch,


dass du dich für die beste Begleiterin für deine neue Glücks- und Lebenszeit entschieden hast – die LiveBag!



Du musst nie wieder nach einer Geburt oder einem Kaiserschnitt mit einer schweren, unhandlichen Babyschale plus dem Gewicht deines Babys durch die Gegend laufen. Du trägst dein Baby nah bei dir, ohne blaue Flecken am Arm oder der Hüfte zu bekommen – ohne fluchen, dafür aber mit viel Neid der anderen Mamas.

Für zusätzlich Schutz und Komfort, haben wir das Kopfteil und den empfindlichen Halswirbelbereich besonders weich gefüttert.

An den Tragegurten befindet sich ein Sicherheitsriegel, »G-Haken«, welcher das Abrutschen eines einzelnen Tragebands von der Schulter verhindert.



Mit der LiveBag hebst du dein friedlich schlafendes Baby nach dem Spaziergang aus dem Kinderwagen und kannst es zum Beispiel die Treppen zu deiner Wohnung hochtragen, ohne die schwere unhandliche Kinderwagenwanne schleppen zu müssen.

Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der LiveBag, wird dein Baby weniger gestört, wodurch der Schlaf seltener unterbrochen wird. Du hast ein ausgeruhtes, glückliches und lachendes Baby und damit ein hoffentlich stressfreieres Leben.





Falls du solche Kinder hast wie ich, welche beim Anblick eines Autositzes zu schreien anfangen, ist der Stress vorprogrammiert.

Die Lösung: Rein in die LiveBag, heimlich in den Autositz legen und wie gewohnt anschnallen.

Wenn dein Baby während der Autofahrt eingeschlafen ist, nimmst du es einfach mit der LiveBag aus dem Kindersitz. Es kann in Ruhe weiter schlummern und du kannst deine Einkäufe erledigen oder Herzensmenschen besuchen – ohne Geschrei!

Anschnallen! Die LiveBag mit Baby darin, mittig in die Babyschale legen.

Mit der Hand als Hilfe an die innere Naht des wattierten Kopfteiles und den ungefüttertem Stoff auf die Schulter des Babys umklappen.

Gurt direkt auf die Schulter und nah an den Hals über der LiveBag anlegen. Bei der Verwendung mit einem 5-Punkte-Gurt: Die seitlichen Druckknöpfe öffnen. Dann Anschnallen, wie ihr es kennt und Straff ziehen nicht vergessen!



Anstatt Dein Baby 2 – 3 Stunden auf dem Arm in den Schlaf zu wiegen, kannst du die LiveBag auch als Wiege in ein Gestell hängen. Wundervoll für das Baby, den Rücken und für deine Seele. Nun kannst du in aller Ruhe die Einkäufe, den Wickelrucksack und die 100.000 Sachen welche du mit dir herumschleppst, aufräumen.

Stell bitte bei der Verwendung in einem motorisierten Gestell sicher, dass die Gurte **nicht** mit dem „G-Haken“ verbunden sind, da dies durch die Vibration zum Aufrauen des Gurtmaterials führen kann.

Die LiveBag bitte bei 30 °C Schonwaschgang in einem Wäschenetz waschen und anschließend wieder „in Form ziehen“. Die Trage darf nicht im Trockner getrocknet werden. Bitte **nicht** mit Kleidung die Klettverschlüsse oder ähnliches hat, zusammen in der Waschmaschine waschen.

Die Innenseite besteht aus Molton, welcher aus 100 % Bio-Baumwolle hergestellt ist. Durch die beidseitige Rauung ist Molton absolut blickdicht und absorbiert den eintreffenden Schall sehr gut, sodass dein Baby seine Ruhe in der Trage hat. Der Außenstoff besteht aus 100 % Baumwolle, super für dein Baby zum Reinkuscheln und Darauflegen, wenn du die LiveBag als Decke ausbreitest und sie verschönert mit tollem Style dein Leben als Mama.

... und als Papa: Wir haben verstellbare Schultergurte, sodass die Trage easy und schnell für alle Herzensmenschen angepasst werden kann.

Lisaaaa, wie lange kann ich die LiveBag benutzen?

Die LiveBag kann ab der Geburt verwendet werden und ist für die ersten 12 Monate gedacht. Sobald der Kopfbereich zu eng oder die LiveBag zu kurz wird, kannst du auf die Folgetrage „LiveBag XL“ wechseln.


Wichtig: Die Beine schauen irgendwann hinten raus, das ist so gewollt und entspricht dem gleichen Prinzip wie die Babyschale.



**Teilprüfung in Anlehnung an die Norm DIN EN 1466:2020-02,
„Artikel für Säuglinge und Kleinkinder – Tragetaschen und Ständer –
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren“.**

**Die LiveBag wurde in einem Produktprüfungsinstitut
in München getestet auf 38 kg Dauerbelastung
und mit 9 kg auf 15.000 Zyklen.**

Weitere Infos und Produkte findet ihr unter:

 @vonschollenberger

www.vonschollenberger.de

Für Produktfeedback oder Fragen wendet euch bitte an
info@vonschollenberger.de

VON
SCHOLLEN
BERGER

*Viel Spaß mit unseren Produkten
wünscht euch* 